

Assistent



**INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
BARA DE SUSTINERE PLIABILA
A0130201 / A0130101**





Indicatii importante!

Manerul ajutorator pentru ridicare de pe WC este adecvat pentru montarea in spatii umede. Montare trebuie facuta intotdeauna pe un perete rezistent cu suprafata neteda. Instalatorul trebuie sa se asigure ca structura peretelui garanteaza o fixare sigura a tuturor suruburilor de fixare pe perete.

Materiale de fixare standard livrate: Dibluri din nylon, 10 x 50 mm si suruburi din inox 8 x 60 mm, adecvate pentru pereti din beton armat sau din caramida (M20). In cazul altor tipuri de pereti trebuie apelat la o firma specializata in astfel de lucrari de fixare.

Siguranta verificata pana la 100 kg.

Instructiuni de curatare si intretinere:

1. Nu utilizati pentru curatare decat detergenti adecvati in comert.
2. Nu utilizati detergenti pe baza de solventi, agresivi sau abrazivi.

CONTINUTUL PACHETULUI:



1	2	3	4	5
6X	6X	6X	1X	1X

ASAMBLAREA:



